

R&D Series NOVA COMPOMER



Yüksek konsantrasyonda flor açığa çıkaran, ışıkla sertleşen kompomer esaslı dolgu maddesidir. Kimyasal özelliği sayesinde cam iyonomerin doldurucu formülünü ve kompoziti tek bir üründe birleştirir. Nova Compomer özellikle çürük riskinin yüksek olduğu ve genellikle sekonder çürüklerin olduğu süt dişlerinde ve kole defektlerinde kullanılır. Nova Compomer yüksek miktarda çürükten koruyucu florid açığa çıkarır. Böylece sekonder çürük oluşumu indirgenir.

Avantajlar

- Asitsiz uygulama olanağı sağlar.
- Yüksek oranda ve uzun süreli flor açığa çıkarır.
- Güvenilir adaptasyon.
- Hava kabarcığı oluşturmaz.
- Radyopaklıdır.
- Nova Flow Compomer stransiyum glass içerir bu sayede ağız ortamında baryum glass içerikli ürünlere göre daha güçlü bağ yapar, bu sayede ağız ortamında stabilitesi yüksektir.
- Bakteriyostatik etki gösterir.
- Tam istenilen bölgeye direk uygulama olanağı sağlar.
- Universal, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3 renk seçenekleri vardır.

Kullanım Alanı

- Süt dişi dolguları.
- Sınıf V kavite ve servikal (boyun) aşınma / erezyon restorasyonları.
- Sınıf III kavite dolguları.
- Orta dereceli sınıf I ve sınıf II restorasyonlar.

Paketleme

Referans Numaraları ;

2037 : Şırınga 4 g x 1 / Uygulama Aplikatörleri

2038 : Kapsül 0.25 g x 40 / Uygulama Aplikatörleri